

Fiche Technique


Filtre Veine Cave OATF ALN avec Crochet

- Prévention permanente ou temporaire de l'embolie pulmonaire
- 4 voies d'implantation : jugulaire, brachiale, fémorale, poplitée
- Compatibilité IRM conditionnelle
- Marquage CE 0297- Classe III

Code LPP = 8183610

Le Kit Filtre Veine Cave Optionnel OATF contient :

- ✓ Le **Filtre Veine Cave Optionnel OATF avec Crochet** dans son **porte-filtre**
- ✓ Un **système d'introduction** (dilatateur, gaine d'introduction et cathéter pousoir)
- ✓ Une **aiguille** de ponction
- ✓ Un **guide en J**



Paramètres du Filtre

Diamètre d'une patte (mm)	Matériau	Diamètre maximal de la veine cave (mm)	Longueur du Filtre (mm)
0,3	Acier inoxydable 316 LVM*	32	59

*Le lasso pour retirer un filtre veine cave ALN doit avoir un diamètre de fil maximal de 0,6 mm. La gaine de retrait utilisée avec le lasso doit avoir un diamètre interne minimal de 9F.

**ISO 5832-1

